

SCHEDA TECNICA N° 2

NOME PRODOTTO MILLENIUM III TRANSIT

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina standard da transitto con telaio pieghevole stabilizzante, in acciaio verniciato.
Ruote anteriori da 8" (Ø 200mm) regolabili in due posizioni (2 cm per foro), e posteriori estraibili da 12" (Ø 600mm) Piene.
Braccioli 4 in 1 regolabili in altezza, profondità, desk o lungo per il massimo confort.
Predisposta per l'inserimento delle ruote posteriori da 24" (Ø 600 mm) disponibile come accessorio, per trasformazione in autospinta.
Pedane poggiatepiede regolabili ed estraibili con ferma talloni.
Rivestimento Nylon lavabile.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15501014	Carrozzina Millenium III TRANSIT 14" 36 cm
15501016	Carrozzina Millenium III TRANSIT 16" 40 cm
15501017	Carrozzina Millenium III TRANSIT 17" 43 cm
15501018	Carrozzina Millenium III TRANSIT 18" 46 cm
15501020	Carrozzina Millenium III TRANSIT 20" 50 cm
COD. ISO 12.21.06.039 misure 40,43,46,50 cm	

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
COD. ISO 12.24.06.160 bracciolo regolabile in altezza	
COD. ISO 12.24.06.172 in caso si bracciolo ridotto. Tutte le misure	
COD. ISO 12.24.03.109 pedane regolabili in inclinazione - ACCESSORIO -	
COD. ISO 12.24.15.112 tavolino con incavo - ACCESSORIO -	

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
Dimensioni	Larghezza seduta: 36/40/43/46/50 cm Ingombro: +17 cm Larghezza trasporto: 29 cm Profondità seduta: 40 cm Altezza posteriore: 90 cm Altezza seduta da terra: 48 cm Profondità massima: 92 con pedane Distanza bracciolo/seduta: 22/29 cm
Peso	16,9 Kg
Portata massima	130 Kg

Accessori e Ricambi

COD. 15992003
Pz - Ruote posteriori da 24" autospinta
COD. 15992018
Pedane ad inclinazione variabile per Millenium
COD. 15991000
Tavolino per carrozzina Millenium
COD. 151090xx
Sedile WC per carrozzina Millenium
COD. 15992040
Braccioli lunghi per Millenium - paio -
COD. 15992017
Ruote ascensore - coppia -

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio qualità e regolatorio