

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 11.12.2019	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

PO300	Poltrona elevabile NINFEA
-------	---------------------------

Destinazione d'uso

Le poltrone elevabili MOPEDIA sono destinate per la seduta e per il riposo del paziente in ambienti interni

Caratteristiche principali

Poltrona elevabile NINFEA, pensata per il relax ed il riposo della persona. Schienale e seduta con imbottitura a densità differenziate, studiati appositamente per mantenere una posizione corretta. Struttura in acciaio verniciato, tessuto tecnico, antimacchia, idrorepellente, antiacaro, antimicrobico, antibatterico e traspirante. Monta due motori indipendenti che consentono di inclinare lo schienale e il poggiatesta separatamente, consentendo così di ottenere più posizioni, da quella adatta per la lettura o la visione della televisione, a quella di rilassamento e/o digestione. La poltrona è inoltre dotata della funzione alzain piedi, grazie ad un motore che consente il sollevamento della persona. Con questo dispositivo di sollevamento, la persona seduta è accompagnata fino ad una posizione quasi eretta, facilitando così la messa in piedi della persona. Le regolazioni delle varie posizioni dello schienale e del poggiatesta avvengono tramite un pratico telecomando dotato di quattro pulsanti, facile da usare.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	EUROPA EXTRA UE
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	10796
Codice di classificazione CND	V0802
RDM	1892070

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 Kg
Peso Max sopportabile versione XL	160 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.
Numero motori	2
Parti motorizzate	3 – Seduta, Schienale, Poggia gambe
Alimentazione	230V 50/60Hz
Assorbimento	Max 110W W

MATERIALI PRINCIPALI

Telaio	Acciaio verniciato a polveri e legno
Imbottitura schienale	18-22 Kg/m ³
Imbottitura seduta	35 Kg/m ³
Imbottitura braccioli	40 Kg/m ³
Imbottitura pediera	18 Kg/m ³
Tessuto	Poliestere
Latex Free	SI

VARIANTI

PO300B – Tessuto GORDON 95 Blu	PO300R – Tessuto GORDON 70 Rosso
PO300G – Tessuto GORDON 22 Grigio	PO300S – Tessuto GORDON 20 Sabbia
PO300M – Tessuto RITZ 94 Testa di Moro	PO300T – Tessuto GORDON 44 Terracotta
PO300P – Tessuto GORDON 38 Pistacchio	PO300G-XL - – Tessuto GORDON 22 Grigio Versione XL

DIMENSIONI

Codici											 Portata MAX (Kg)	 Kg
PO300x	53	46	48	77	85	61	100	160	150	130	52	
PO300G-XL	64	46	48	88	85	61	100	160	150	160	55	

(*) tolleranza +/- 1 Cm

ACCESSORI OPZIONALI

POA300	Roller system 4 ruote da 50mm
POA301	Roller system 2 ruote da 50mm
POA305	Batteria tampone
POA310	Kit copri poltrona