

## Caratteristiche tecniche

- Telaio in alluminio.
- Ruote da 26" montate con copertoncini.
- Sedile e schienale regolabili in altezza, inclinazione e profondità.
- Pedana regolabile in più posizioni.
- Campanatura ruote posteriori 12° o 6°.
- Comandi dei freni e del cambio direttamente sulle manopole di spinta.
- Doppio freno anteriore.
- Freno di stazionamento.
- Tela schienale tensionabile.
- Fascia reggi gambe e cinturino fermapièdi.
- Paraurti posteriore estraibile.
- Ciclocomputer senza filo.
- Peso: 16 kg (in assetto standard).

### COSTA 8CR

Cambio Revo sul mozzo a 8 rapporti interni e freno contropedale.

### COSTA 8F

Cambio sul mozzo a 8 rapporti interni con freno a leva.

### COSTA 27

Gruppo cambio Shimano XT a 27 rapporti con guarnitura a 3 corone da 22-32-44 denti, abbinata ad una cassetta a 9 pignoni: serie 11-12-14-16-18-21-24-28-32 oppure serie 12-13-14-15-16-17-19-21-23.



Cambio sulla manopola




Freno a disco



Paraurti



Luce anteriore



F



H


Manopole per tetraplegici

## Scheda d'ordine

- COSTA 27     COSTA 8CR     COSTA 8F
- Larghezza sedile:  36     38     40     42 cm
- Profondità sedile:  38     40    ..... cm
- Altezza schienale:  ..... cm
- Distanza dal centro delle manovelle (guarnitura) allo schienale: (A) ..... cm
- Distanza dalla tela del sedile al centro della manovella (guarnitura) (B) ..... cm
- Sedile anteriore da posizionare a (C) ..... cm (da 33 a 42 cm) dalla pedana.
- Altezza posteriore del sedile da terra:  34,5 cm     38,5 cm
- Colore telaio:  rosso Ferrari     grigio metallizzato
- Serie pignoni (solo COSTA 27 con 27 rapporti):  11-12-14-16-18-21-24-28-32
- Campanatura ruote posteriori:  6°     12°
- Luce anteriore
- Luce posteriore
- Campanello
- Freno di stazionamento


### Misure standard:

- A = 55 cm
- B = 40 cm
- C = 40 cm



## Optional

- Colore diverso dallo standard: .....(vedere catalogo "Colori")
- Specchietto retrovisore
- Freni a disco posteriori
- Ruote da fuoristrada MTB 26" con forcella anteriore adeguata
- Bandierina e morsetto di fissaggio
- Sedile regolabile in profondità a slitta
- Manopole per tetraplegici:  tipo (F)     tipo (H)
- Portaborracchia  Borraccia  Borraccia termica
- Copripiraggi:  con scritta **OFFCARR**     senza scritta **OFFCARR**



**OFFCARR**  
carrozine ortopediche e sportive

via dell'Artigianato II, 29  
35010, Villa del Conte (PD), ITALIA  
T +39 049 9325733 // F +39 0499325734  
commerciale@offcarr.com // offcarr.com

Timbro Rivenditore

Data: \_\_\_\_\_

Numero d'ordine: \_\_\_\_\_

Rif. Utente: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_