

**Nome Prodotto**

Ruotine Antiribaltamento.

<b>Codice</b>
01.04.ATS
01.04.ATA

**Destinazione d'uso**

Le ruotine antiribaltamento vengono montate sul telaio delle carrozzine.  
Servono ad evitare il ribaltamento della carrozzina in caso di spinte accidentali.

<b>Materiali</b>	
01.04.ATS	Acciaio
01.04.ATA	Alluminio
<b>Manutenzione e Pulizia</b>	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
<b>Conservazione e Smaltimento</b>	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
<b>Confezione e Nr. Articoli</b>	
Scatola	2 Pezzi
<b>Garanzia</b>	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
<b>Riferimenti del Prodotto</b>	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice CND	Y1224



**Product Name**  
Anti-Tipper Wheels.



Code
01.04.ATS
01.04.ATA

**Use**

The Anti tipper wheels are mounted on the wheelchair frame.  
They are used to prevent the wheelchair from overturning in the event of accidental pushes.

Materials	
01.04.ATS	Steel
01.04.ATA	Aluminum
Maintenance and Cleaning	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Storage and Disposal	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	2 Pieces
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Classe I
CND Code	Y1224