



Nome Prodotto

Pedane Elevabili.



Codice

01.04.FES

01.04.FEA

Destinazione d'uso

Le Pedane Elevabili vengono utilizzate sul telaio delle carrozzine ad auto-spinta e leggere ad auto-spinta della Linea Viky (eccetto Viky Kid). Garantiscono un maggior comfort dell'utilizzatore.

Compatibilità	
01.04.FES	Tutte le Carrozzine ad Auto-spinta
01.04.FEA	Tutte le Carrozzine Leggere ad Auto-spinta
Materiali	
01.04.FES	Acciaio
01.04.FEA	Alluminio
Manutenzione e Pulizia	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
Conservazione e Smaltimento	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	2 Pezzi
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice CND	Y1224



Product Name

Foot Elevating Support.



Code
01.04.FES
01.04.FEA

Use

The Foot Elevating Support are used on the frame of the manual wheelchairs and the light wheelchairs of the Viky Line (except Viky Kid). They guarantee comfort of the user.

Compatibility	
01.04.FES	Manual Wheelchairs
01.04.FEA	Light Wheelchairs
Materials	
01.04.FES	Steel
01.04.FEA	Aluminum
Maintenance and Cleaning	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Storage and Disposal	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	2 Pieces
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Classe I
CND Code	Y1224