

**Nome Prodotto**

Cuscino Basic.

Codice	Misure (cm)	Portata (kg)
05.01.H3701-4040	40 x 40	120
05.01.H3701-4045	40 x 45	120

**Destinazione d'uso**

Dispositivo destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti che devono mantenere la posizione seduta per prolungati periodi di tempo.

**Descrizione**

Il CUSCINO BASIC è realizzato in Espanso di Poliuretano con Densità 30 Kg/m<sup>3</sup>. La fodera esterna è in 100% Poliestere impermeabile e traspirante con una base antiscivolo e cerniera su 2 lati; una maniglia alle estremità ne facilita lo spostamento.

<b>Materiali</b>	
Cuscino	Espanso di Poliuretano con Densità 30 Kg/m <sup>3</sup>
Fodera	100% Poliestere
<b>Manutenzione e Pulizia Cuscino</b>	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
<b>Manutenzione e Pulizia Fodera</b>	
	Lavaggio Max 40° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice
<b>Conservazione e Smaltimento</b>	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
<b>Confezione e Nr. Articoli</b>	
Scatola	1 Pezzo
<b>Garanzia</b>	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
<b>Riferimenti del Prodotto</b>	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice CND	Y033303



**Product Name**

Basic Cushion.

Code	Dimensions (cm)	Capacity (kg)
05.01.H3701-4040	40 x 40	120
05.01.H3701-4045	40 x 45	120







**Use**

Device designed for the prevention of bedsores in subjects who have to maintain the sitting position for a long time.

**Description**

The BASIC CUSHION is made of polyurethane foam with a density of 30 kg / m<sup>3</sup>. The cover is made of 100% polyester, it is waterproof and breathable with a non-slip base and zipper on 2 sides; a handle at the ends facilitates movement.

Materials	
Cushion	Polyurethane Foam with a Density of 30 kg / m <sup>3</sup>
Cover	100% Polyester
Cushion Maintenance and Cleaning	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Cover Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 40° C or 105° F
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Classe I
CND Code	Y033303