

Nome Prodotto

Barella Doccia Shado.

Destinazione d'uso

Barella doccia è utilizzabile in struttura assistenziale e in ambiente ospedaliero. Modello configurabile a seconda delle preferenze dell'operatore e delle caratteristiche fisiche dell'utente. Permette di svolgere le operazioni di lavaggio dei pazienti in totale comfort e sicurezza. E' disponibile la versione idraulica (cod. 02.01.SHADHBA) e quella elettrica (cod. 02.01.SHADOEBA).



Codice	Altezza da Bassa	Altezza da Alta	Lunghezza Normale	Lunghezza Estesa	Larghezza	Lunghezza Materasso Normale	Lunghezza Materasso Esteso	Larghezza Materasso	Altezza Barriere	Dimensioni Ruote	Portata Massima	Peso Netto
02.01.SHADHBA	50	95	192	220	74	186	206	60	15	15	180	80
02.01.SHADOEBA	50	95	192	220	74	186	206	60	15	15	180	90

Caratteristiche	
Telaio	Acciaio Inox AISI 304 Verniciato con Materiale Epossidico
Materassino	PVC Imbottito
Regolazione della Pendenza	Proclive fino a 12 °, Declive fino a -2 °
Centralina LINAK (versione elettrica)	
Comando a pedale elettrico o idraulico per abbassamento ed alzamento della barella	
Pulsante FUNGO ROSSO di emergenza per bloccare il flusso dell'elettricità (versione elettrica)	
Pistone per la posizione Trendelenburg	
Comando manuale frontale	
Foro di scarico con tubo	
Valvola di bloccaggio per il circuito di disinfezione	
4 ruote Tente® pivotanti multifunzionali	
Base di supporto in policarbonato multistrato	
Manutenzione e Pulizia	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
Conservazione e Smaltimento	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.s.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	09.12.03.015
Codice CND	Y093312













Product Name

Shower Stretcher Shado.

Use

Shower stretcher can be used in a care facility and in a hospital environment. Model configurable according to operator preferences and physical characteristics of the user. It allows to perform the washing operations in total comfort and safety for the patients. The hydraulic version (code 02.01.SHADOHBA) and the electric version (code 02.01.SHADOEBA) are available.



Code	Lowered Stretcher Height	Raised Stretcher Height	Stretcher Length	Extended Stretcher Length	Stretcher Width	Mattress Length	Extended Mattress Length	Mattress Width	Barriers Height	Wheel Dimension	Weight Capacity	Weight
Measures in Cm												
02.01.SHADOHBA	50	95	192	220	74	186	206	60	15	15	180	80
02.01.SHADOEBA	50	95	192	220	74	186	206	60	15	15	180	90

Features	
Frame	Inox Steel (AISI 304) Painted with Epoxy Powder
Mattress	Soft PVC
Slope Adjustment	Proclive up to 12°, Declive up to -2°
LINAK control unit (electric version)	
Up / down electric or hydraulic pedal control placed on both sides	
Emergency stop red button that blocks the flow of electricity (electric version)	
Piston for the Trendelenburg position	
Hand control at the front	
Drain hole and drain tube	
Side aluminium rails	
Four Tente® multifunctional wheels, 15 cm Ø	
Multilayer and polycarbonate support base	
Maintenance and Cleaning	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Storage and Disposal	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	09.12.03.015
CND Code	Y093312