

**Nome Prodotto**

Centralina Termoidraulica.

Destinazione d'uso

La CENTRALINA TERMOIDRAULICA è un accessorio della barella Shado. Si utilizza per poter far la doccia ai pazienti e per poter disinfettare la barella dopo l'uso. Questo accessorio consiste in un quadro a parete di poliestere molto resistente ed include una serie di rubinetti per il lavaggio e la disinfezione.

**Caratteristiche**

Coperchio di Poliestere di Colore Grigio

Miscelatore Acqua Calda / Fredda

Manopola di Regolazione della Pressione

Valvola di Arresto per il Circuito di Disinfezione

Doccetta di Disinfezione con Tubo Rosso

Doccetta per Pazienti con Tubo Blu

In Dotazione un Porta Doccetta

Manutenzione e Pulizia

Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica

Conservazione e Smaltimento

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

Confezione e Nr. Articoli

Scatola

1 Pezzo

Garanzia

Europea

24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili

Riferimenti del Prodotto

Fabbricante

Demarta Virginio S.a.S.

Classe di Dispositivo 93/42

Classe I

Codice ISO

09.12.03.015



Product Name

Thermohydraulic Control Unit.

Use

The THERMOHYDRAULIC CONTROL UNIT is an accessory of the Shado stretcher. It is used to shower patients and to disinfect the stretcher after use. This accessory consists of a very resistant polyester wall panel and includes a necessary series of taps for washing and disinfection.



Features	
Polyester Cover	
Hot / Cold Water Mixer	
Pressure Adjustment Knob	
Stop Valve for the Disinfection Circuit	
Disinfection Shower with Red Tube	
Hand Shower for Patients with Blue Tube	
Shower Holder	
Maintenance and Cleaning	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Storage and Disposal	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	09.12.03.015