

Struttura superleggera e robusta
Super-light and strong structure



Astine pedane girevoli (optional)
Swinging and detachable footrests (optional)



🇮🇹 S12
Sedia compatta super leggera

Standard: Telaio in alluminio e materiali speciali. Doppia crociera. Braccioli desk ribaltabili. Pedane estraibili. Ruote ad estrazione rapida. Possibilità di regolazione del sedile in altezza. Ruote per ascensore. Rotelline antiribaltamento.

Optional: Astine pedane girevoli ed estraibili. Pedana unica.

Codice LEA 12.22.03.012

🇬🇧 S12
Compact super-light chair

Standard: Frame made of aluminium and special materials. Double cross. Desk tipping armrests. Detachable footrests. Quickly extractable big wheels. Small wheels for lift. Possible adjustment of seat in height. Anti-over turn small wheels. Small wheels for lift.

Optional: Swinging and detachable footrests. Unique footrest.

ISO Class 12.21.06.039 + 12.24.21.106 + 12.24.03.121

cm Ø 60	cm Ø 15	L 42	L 60	L 74 - 99	h 50	Standard				Portata 120 kg