




Leggera e confortevole Light and comfortable



Monoguida
One-handed driving system



=



🇮🇹 S14 Sedia classica leggera

Standard: Telaio in alluminio ed acciaio speciale ad alta resistenza. Doppia crociera. Possibilità di regolazione del sedile in altezza. Braccioli desk girevoli. Appoggiamanche regolabili, girevoli ed estraibili. Ruote ad estrazione rapida. Ruote ascensore.

Optional: Tavolino sagomato. Monoguida. Forcelle anteriori regolabili in inclinazione.

🇬🇧 S14 Light classic chair

Standard: Frame made of aluminium and special high resistance steel. Double cross. Possible adjustment of seat in height. Desk tipping armrests. Adjustable in height, swinging and detachable legrests. Quickly extractable big wheels. Wheels for lift.

Optional: Contoured table. One-handed driving system. Adjustable in inclination front forks.

Codice LEA 12.22.03.006

ISO Class 12.21.06.039+12.24.21.106


+12.24.03.121+12.24.03.109




cm Ø 60



cm Ø 20



L 44



L 62



L 80 - 110



h 51



Standard



Optional



Portata



130
kg