


NADIA



LARGHEZZA



72

ALTEZZA



109

PROFONDITÀ




76

PORTATA MASSIMA KG



120

LARGHEZZA INTERNA




52

ALTEZZA SEDUTA



50

PROFONDITÀ SEDUTA



54

ESTENSIONE MASSIMA



160

MOVIMENTI

E2: 1 motore relax + alzainpiedi



E4: 2 motori relax + alzainpiedi



E5: 2 motori relax + alzainpiedi
+ posizione letto + verticalizzazione



ACCESSORI

- Trapuntino di seduta sfoderabile (di serie)
- Seduta memory foam
- Cuscino poggiatesta
- Grand Foulard
- Copri testa e braccioli
- Kit copri poltrona
- Ruote diam. 50
- Ruote diam. 100
- Vibro
- Kit batteria senza fili
- Telecomando wireless
- Pediera estensibile
- Braccioli staccabili (di serie)
- Maniglione (di serie)
- Tavolino
- Tavolino snodabile
- Kit luce + USB
- Copripoltrona PA universale
- Copripoltrona PA con cappuccio

LEGENDA MOTORI

E0	manuale relax
E2	1 motore relax + alzainpiedi
E4	2 motori relax + alzainpiedi
E5	2 motori relax + alzainpiedi + posizione letto + verticalizzazione
XXL2	2 motori relax + alzainpiedi
XXL3	3 motori relax + alzainpiedi

SISTEMA DI VERTICALIZZAZIONE *
permette di regolare l'altezza di seduta da 0 a 15 cm per facilitare la posizione di seduta al tavolo

Movirelax Italia

MOVIRELAX ITALIA SRL

sede legale:

via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano - Italia

sede operativa:

via Degli Artigiani, 65 - 22040 Lurago D., Erba (CO) - Italia

info@movirelax.com

tel. +39 031879083