




MODELLO PRIMULA

- Struttura: metallo
- Imbottitura: **Poliuretano espanso a densità differenziate con cinghie elastiche ad alta resistenza, braccioli e schienale con imbottitura memory**
- Meccanismo 2 motori con alzapersona
- Verticalizzazione di 5 cm
- Sfoderabile



MADE IN ITALY



Tessuti:



BLUES

BRONX

SAVOY



Optional:



Kit Roller System



Maniglione



Tavolino



Sistema Cardio Plus



5 kit vibromassaggi




Cuscino poggiaieni



Cuscino poggiatesta



Kit copri poltrona sagomato



Doppia pediera (+7 cm)



IGNIFUGO



Seduta con molle insacchettate



Seduta in memory



Batteria



Telecomando wireless



Personalizzazione XS



Personalizzazione XL

**PORTATA
140 KG**





PRIMULA