

ROLLATOR ROLLY SLIM



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Rollator in alluminio verniciato per passaggi stretti, indicato per uso esterno

- Dimensioni ridotte per consentire il passaggio in ambienti stretti
- Impugnature ergonomiche regolabili in altezza
- 4 Ruote da 7,3": 2 anteriori piroettanti e 2 posteriori fisse dotate di freni attivabili tramite manopole con possibilità di bloccaggio
- Dotato di porta bastone, sedile, poggia schiena e cestino portaoggetti

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
15605600	ROLLATOR ROLLY SLIM	2237375	Y120606

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

ROLLATOR ROLLY SLIM

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	NERO/VERDE
Dimensioni	Larghezza: 50 cm Profondità: 68 cm Altezza manopole da terra: 82 - 90 cm Altezza seduta da terra: 53 cm Profondità seduta: 33 cm Larghezza seduta: 25 cm (34 cm spazio reale) Altezza schienale da seduta: 22 cm Dimensioni cestino: 29 x 23 cm
Peso	7 Kg
Portata massima	136 Kg