

SP 2315B GINOCCHIERA TUBOLARE CON STABILIZZATORE ROTULEO E ARTICOLAZIONI

Tessuto in neoprene
Foro con stabilizzatore rotuleo in neoprene
Aste in alluminio monocentriche, rimovibili
Cinturini di chiusura a velcro

CODICE: N / A | **Categorie:** [Ginocchio](#) |

Traumi di media entità dei legamenti crociati e/o collaterali del ginocchio
Modeste instabilità femoro-rotulee
Patologie meniscali

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

TAGLIE DISPONIBILI

Circonferenza ginocchio:
Small (da 31 a 33 cm)
Medium (da 33,6 a 36,2 cm)
Large (da 36,8 a 39,4 cm)
XLarge (da 40 a 43,2 cm)

DOWNLOAD