

Sea

La sedia anfibia



Sedia da passeggio, da spiaggia, da doccia, consente l'immersione su bassi fondali lacustri o marini per permettere l'esperienza di un bagno all'utilizzatore.

E' comoda anche come sedia da casa in quanto ha la larghezza massima di 75,5 cm con ruote grandi e di soli 63 cm nella versione con ruote grandi estraite (resta con 4 ruote piroettanti).

Una sedia confortevole per tutte le occasioni che funge come sedia unica per le molteplici esigenze di chi vive o fa vacanza in prossimità di uno specchio d'acqua.

Caratteristiche standard

- Telaio in alluminio e acciaio inox.
- Seduta basculante.
- Appoggiatesta multifunzionale.
- Pedane regolabili ed estraibili.
- Bracciali regolabili in altezza ed estraibili.
- Schienale estraibile.
- Sedile asportabile con wc xl per lavaggio facilitato.
- Porta ombrello.
- Ruote grandi Sand ad estrazione rapida.
- Ruote piccole da ascensore/doccia regolabili in altezza ed estraibili.
- Freni.

Optional

- Cinghia bretellaggio.
- Anelli per autospinta per ruote Sand (ingombro totale della sedia cm 81).
- Ruote di riserva grandi, tradizionali, 60 cm con anelli per autospinta (ingombro totale della sedia cm 69,5).
- Tavolino sagomato.

