



Via della Pace, 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy
Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

SCHEDA TECNICA

Rev 00

Settembre 2012

SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO BASCULANTE LINEA MODERN

Codice	Descrizione
AB-96	Sedia da doccia e da comodo basculante

Descrizione

Sedia da doccia e da comodo basculante con struttura in alluminio verniciato.
Braccioli ribaltabili imbottiti
Pedane in plastica regolabili in altezza con fascia ferma gambe in nylon.
Sedile in poliuretano morbido con tappo per foro.
Schienale in nylon estraibile
Ruote piroettanti in plastica, sigillate con coperture in gomma e freno di stazionamento.
Poggiatesta in poliuretano regolabile in altezza e profondità.

Materiali componenti

Struttura e braccioli	Alluminio
Seduta e poggiatesta	Poliuretano
Poggiabraccia	Poliuretano
Ruote	Plastica con coperture in gomma
Pedane poggiapiedi	Plastica
Schienale e ferma gambe	Nylon

Dati tecnici

Distanza tra i braccioli	520 mm
Altezza totale	1080 mm
Larghezza seduta	450 mm
Altezza seduta da terra	540 a 600 mm
Distanza braccioli da terra	250 mm
Ingombro totale larghezza	530 mm
Ingombro totale lunghezza	800 mm
Ingombro alla base	520 mm
Gradi basculamento	25°
Diametro ruote	100 mm
Spessore ruote	30 mm
Peso	kg 15
Portata	kg 120



Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Pulizia e manutenzione

Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detersivi neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica. Verificare periodicamente il funzionamento dei freni di stazionamento e lo stato delle coperture in gomma delle ruote nonché la tenuta delle saldature ed il corretto serraggio di viti e bulloni. Controllare, inoltre, il funzionamento e la tenuta dei meccanismi di basculamento.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND: Y091203

Numero di repertorio: in corso di registrazione

Produttore INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE