

Tavoli servitori

Overbed tables

D125

Tavolo servitore

Overbed table

Caratteristiche costruttive

Tavolo servitore regolabile in altezza. Struttura in acciaio verniciato. Piano servitore in materiale sintetico lavabile. Base in acciaio con 4 ruote piroettanti di cui due con freno.

Dimensioni 90x45x72/113h. cm.

Technical specifications

Overbed table adjustable in height. chrome plated/epoxy gloss finish steel tube. Serving tray in washable synthetic material. Steel shaft with 4 swivel casters, two with brake.

Dimensions 90x45x72/113h. cm.



D102

Vassoio

Tray

Caratteristiche costruttive

Piano in materiale plastico termoformato con bordi di contenimento ed impronte per bottiglie, bicchiere e posate.

Gambe pieghevoli in acciaio zincato.

Dimensioni 42x65x35h. cm.

Technical specifications

Serving tray made of thermo-formed anti-shock plastic material with containing edges and bottle, glass, cutlery holder. Folding legs made of zinc-plated steel tube.

Dimensions 42x65x35h. cm.



KSP® tutto più semplice